

MDRC-1119

19 インチ医療臨床検査用ディスプレイ



MDRC-1119 は、臨床データや画像を病院全体で表示できる、1メガピクセルの臨床検査用ディスプレイです。バルコの医療画像分野におけるノウハウと独自の技術により、EMR システムなどさまざまな用途で、DICOM に準拠した高信頼の画像を表示します。

いつでもどこでも安定した DICOM 画像
MDRC-1119 の高品質 LCD

パネルは、従来のコンピューター・モニターに比べ、コントラスト・レベルや輝度が高く、視野角が広い医療用画像を表示できます。高度な BLOS 技術により、高速充電や LCD バックライトの安定出力を保証し、画像の安定性が長時間保てるようになっています。MDRC-1119 には DICOM Part 14 ルックアップ・テーブルが付いているため、DICOM に準拠した「すぐに使える」製品になっています。

歯科医院に最適な製品
MDRC-1119

は、画像の精度を長時間保て、患者の安全水準も高いため、デジタル歯科画像にも最適です。

BARCO

Visibly yours

技術仕様

スクリーン・テクノロジー	TFT カラー LCD
アクティブ・スクリーン・サイズ (対角線)	483 mm (19.0")
アクティブ・スクリーン・サイズ (縦 x 横)	301 x 376 mm (11.9 x 14.8")
アスペクト比 (縦、横)	5:4
解像度	1MP (1280 x 1024)
ピクセルピッチ	0.2940 mm
カラー画像	有
グレー画像	無
カラー・サポート	1,680 万色
視野角 (水平、垂直)	178°
均一輝度テクノロジー	無
ピクセル輝度均一化 (PPU)	無
周辺光補償 (ALC)	無
バックライト出力安定化 (BLOS)	有
I-Guard	無
最大輝度	300 cd/m ²
DICOM 校正済み輝度	180 cd/m ²
コントラスト比	1300:1
応答時間 (Tr + Tf)	40 ms
スキャン周波数 (水平; 垂直)	31.5 ~ 79.95 kHz、50 ~ 75 Hz
ハウジング・カラー	ダーク・グレー
ビデオ入力信号	DVI-D シングル・リンク VGA (DB15)
ビデオ入出カターミナル	分離 H/V シンク 複合シンク (H) シンク (グリーン対応)
USB ポート	上流側 x 1、下流側 x 2
USB 標準	1.1
電源要件 (公称)	100 ~ 240V
消費電力 (公称)	35W
低消費電力モード	有
電源管理	DVI-DMPM 状態のサポート 電源オン状態 アクティブ・オフ状態 DPMS 状態のサポート
ドット・クロック	165 MHz
OSD 言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、 簡体中国語、日本語、韓国語
寸法、スタンド込み (幅 x 高さ x 奥行き)	横型: 418 x 535 ~ 425 x 223 mm
寸法、スタンドなし (幅 x 高さ x 奥行き)	縦型: 346 x 418 x 70 mm 横型: 346 x 418 x 70 mm
寸法、梱包 (幅 x 高さ x 奥行き)	502 x 494 x 294 mm
本体重量、スタンド込み	8.4 kg
本体重量、スタンド抜き	5.7 kg
重量、スタンド込みで梱包	11.4 kg
重量、スタンド無しで梱包	8.7 kg
高さ調整範囲	120 mm

傾斜	-0° / +10°
スウィベル	-45° / +45°
ピポット	90°
設置標準	VESA (100 mm)
スクリーン保護	保護前面カバー (オプション)
推奨モダリティ	CT、MR、US、DR、CR、NM
認証規格	EN 60601-1-2 (2001)、EN 55011 (クラス B)、IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-11、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、CE、EN 60601-1 Medical Part 1、FCC B、c-ul、PSE、BSMII、VCCI、CCC、KCC、CSA c22.2No601.1、UL50501-1
付属品	ユーザー・マニュアル ビデオ・ケーブル (DVI シングル・リンク、アナログ) 電源ケーブル (イギリス、ヨーロッパ (CEBEC/KEMA)、アメリカ (UL/CSA; アダプター・プラグ NEMA 5-15P)、中国 (CCC)) 外部電源
オプション	Barco 外付け医療用 LCD ディスプレイ・センサー Barco MDRC-1119 クリニカルレビュー LCD ディスプレイ保護前面カバー・キット
QA ソフトウェア	MediCal QAWeb
パレットごとの台数	24
パレット寸法 (幅 x 高さ)	800 x 1200 mm
保証	3 年

生成日: [[日付]]
 技術仕様は予告なく変更する場合があります。
 最新情報については、www.barco.com をご覧ください。

BARCO

Visibly yours